

Dataset Apparecchiature Sanitarie

Attributi	DESCRIZIONE
CODICE_REGIONE	Codice della regione a cui afferisce la struttura presso cui è localizzata l'apparecchiatura sanitaria
REGIONE	Regione a cui afferisce la struttura presso cui è localizzata l'apparecchiatura sanitaria
CODICE_AZIENDA SANITARIA_ASL	Codice relativo ai flussi ministeriali dell'Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS o ASL a cui afferisce la struttura presso cui è localizzata l'apparecchiatura sanitaria.
AZIENDA_SANITARIA_ASL	Denominazione dell'Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS o ASL a cui afferisce la struttura presso cui è localizzata l'apparecchiatura.
CODICE_STRUTTURA	Codice relativo ai flussi ministeriali (HSP11, HSP11Bis e STS11) della struttura sanitaria presso cui è localizzata l'apparecchiatura.
STRUTTURA	Denominazione della struttura sanitaria presso cui è localizzata l'apparecchiatura.
INDIRIZZO_STRUTTURA	Indica l'indirizzo della struttura nel formato: indirizzo, civico - cap - comune (provincia)
COORDINATE GEOGRAFICHE STRUTTURA (PUNTO FISICO) - LATITUDINE	Latitudine delle coordinate geografiche per individuazione su mappa della struttura presso cui è localizzata l'apparecchiatura sanitaria.
COORDINATE GEOGRAFICHE STRUTTURA (PUNTO FISICO) - LONGITUDINE	Longitudine delle coordinate geografiche per individuazione su mappa della struttura presso cui è localizzata l'apparecchiatura sanitaria.
TIPO_APPARECCHIATURA	Tipologia dell'apparecchiatura localizzata presso la struttura: <ul style="list-style-type: none"> • ACC - ACCELERATORE LINEARE • GCC - GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA • GTT - SISTEMA TAC/GAMMA CAMERA • RMN - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE • ROBOT - SISTISTEMA ROBOTIZZATO PER CHIRURGIA • TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO • TAC/PET - SISTEMA TAC/PET

Attributi	DESCRIZIONE
COD_CLASSIFICAZIONE_CND	Codice che identifica la classificazione nazionale dei dispositivi medici associato all'apparecchiatura.
DESCRIZIONE_CND	Descrizione del Codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici associato all'apparecchiatura
NUMEROSITA	Numero delle apparecchiature di una certa tipologia e classe CND localizzate nella struttura.
DISPONIBILI	Numero delle apparecchiature di una certa tipologia e classe CND localizzate nella struttura e disponibili all'erogazione di prestazioni.
CARATTERISTICHE	Indica alcune caratteristiche peculiari della tipologia di apparecchiatura: Per TAC vale → <numero> con tavolo porta paziente bariatrico Per RMN vale → <numero> con tavolo porta paziente compatibile con terapia HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

Il dataset è relativo ad apparecchiature localizzate presso strutture sanitarie pubbliche e private.